

 **variteks®** *Lipo*



Liposuction
Garments

YOU MUST



Provides controlled pressure on the treatment area. Provides comfort along with the effective and productive compression thanks to the special design breathable fabric, stitch and mould. Provides micro-massage effect to the body thanks to the multi-directional elastic fabric. Available in beige and black colour options.

Uygulandığı bölgeye kontrollü basınç sağlar. Nefes alabilen özel dizayn kumaşı, dikişi ve modelleri ile etkili ve verimli basınç ile birlikte konfor da sunar. Her yöne esneyebilen kumaşı sayesinde vücuda mikro masaj etkisi verir. Bej ve Siyah renk seçenekleri vardır.

Fournit une pression contrôlée sur la zone de traitement. Assure un confort ainsi qu'une compression efficace et productive grâce à la conception spéciale du tissu respirant, maille et moule. Donne un effet de micro-massage pour le corps grâce au tissu élastique multidirectionnel. Disponible en deux couleur beige et noir.

Обеспечивает контролируемое давление на зону воздействия. Обеспечивает комфорт параллельно с эффективным и продуктивным сжатием, благодаря дышащей ткани, швам и форме. Обеспечивает микромассажный эффект на тело, благодаря разнонаправленной эластичной ткани. Доступно в двух цветовых вариантах: бежевый и черный.




REF 234

- EN** Post-Operative Chin - Ear Bandage
- TR** Post Operatif Çene Kulak Bandı
- FR** Bandage postopératoire front-oreille
- RU** Послеоперационная подбородочно-ушная повязка




Universal Size
Standart Boy
Taille Standard
Универсальный размер



REF 235

- EN** Post-Operative Chin - Neck Bandage
- TR** Post Operatif Çene - Boyun Bandı
- FR** Bandage post-opératoire Menton-cou
- RU** Послеоперационный подбородочно-шейный бандаж



New



REF 236

- EN** Post-Operative Bra – Cotton
- TR** Post-Operatif Sütyen (Pamuklu)
- FR** Soutien Gorge Post Opérateur - Cotton
- RU** Послеоперационный бюстгальтер (из хлопка)



REF 231

- EN** Post-Operative Bra (Shirred)
- TR** Post Operatif Sütyen (Büzgölü)
- FR** Brassière post-opératoire (crochet)
- RU** Послеоперационный бюстгальтер (гофрированный)

Adjustable - Ayarlanabilir
Adjustable - Регулируемый



REF 232

- EN** Post-Operative Bra (Zippered)
- TR** Post Operatif Sütyen (Fermuarlı)
- FR** Brassière post-opératoire (Fermeture éclair)
- RU** Послеоперационный бюстгальтер (на молнии)

Beige - Bej
Beige - Бежевый

Black - Siyah
Noir - Чёрный

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
cm	75-80	80-86	86-92	92-98	98-105	105-112	112-118
cm	62-67	67-73	73-79	79-85	85-92	92-99	99-106



REF 231B



REF 233

- EN** Post-Operative Bra (Hooked-With Belt)
- TR** Post Operatif Sütyen (Agraflı-Kemerli)
- FR** Brassiere post-opératoire (Accroché avec une ceinture)
- RU** Послеоперационный бюстгальтер (на крючках с поясом)

- EN** Post-Operative Breast Bandage
- TR** Post Operatif Göğüs Bandı
- FR** Bandage mammaire post-operatoire
- RU** Послеоперационная повязка на грудь

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
cm	75-80	80-86	86-92	92-98	98-105	105-112	112-118
cm	62-67	67-73	73-79	79-85	85-92	92-99	99-106



Universal Size
Standart Boy
Taille Standard
Универсальный размер



REF 230

- EN** Zippered Breast - Arm - Back
- TR** Fermuarlı Göğüs - Kol - Sirt
- FR** Corsets Poirtrine - Bras - Dos
- RU** Послеоперационное бельё на молнии на область груди, рук, спины




REF 229

- EN** Front Hooked Arm
- TR** Önden Agraflı Kol
- FR** Bras Croisé En Avant
- RU** Послеоперационное бельё на руки с застёжкой спереди



REF 129

- EN** Hooked Arm
- TR** Agraflı Kol
- FR** Corset de bras (accroché)
- RU** Послеоперационное бельё на руки

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
								
cm	20-23	23-26	26-29	29-32	32-36	36-40	40-43	REF 129 REF 229 REF 230
cm	62-67	67-73	73-79	79-85	85-92	92-99	99-106	REF 230




REF 121

- EN** Hooked Under Breast - Below Knee
TR Agraflı Göğüs Altı - Diz Altı
FR Dessous de Poitrine accroché jusqu'au mollet
RU Послеоперационное белье на область от груди - ниже колена



REF 122

- EN** Hooked Under Breast - Above Knee
TR Agraflı Göğüs Altı - Diz Üstü
FR Dessous de Poitrine accroché jusqu'au Genou
RU Послеоперационное белье на область от груди до колена

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
							
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76




REF 124

- EN** Hooked Panty
- TR** Agraflı Külot Tipi
- FR** Panty À Crochet
- RU** Послеоперационные трусы



REF 125

- EN** Hooked Under Breast - Ankle
- TR** Agraflı Göğüs Altı - Ayak Bileği
- FR** Molletière accrochée sous la poitrine
- RU** Послеоперационное бельё на область от груди до лодыжки

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
								
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109	REF 124
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133	REF 125
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76	REF 125



Beige - Bej
Beige - Бежевый

Black - Siyah
Noir - чёрный



REF 123

- EN** Hooked Waist - Below Knee / Reinforced
TR Agraflı Bel - Diz Altı / Destekli
FR Taille - Sous le genou / Renforcée (Crochet)
RU Послеоперационное белье на область от талии - ниже колена / усиленное



REF 126

- EN** Hooked Waist - Ankle / Reinforced
TR Agraflı Bel - Ayak Bileği / Destekli
FR Taille - cheville / renforcée (Crochet)
RU Послеоперационное белье на область от талии до лодыжки / усиленное

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76



REF 226

- EN** Zippered Panty / Sleeved
TR Fermuarlı Kollu Külot Tipi
FR Panty Manches (fermeture éclair)
RU Послеоперационное бельё - комбиндressed на молнии (с рукавами)


Beige - Bej
 Beige - Бежевый
 Black - Siyah
 Noir - Чёрный



REF 227

- EN** Zippered Body Panty
TR Fermuarlı Body Külot Tipi
FR Panty de corp (fermeture éclair)
RU Послеоперационное бельё - комбиндressed на молнии



	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
								
cm	20-23	23-26	26-29	29-32	32-36	36-40	40-43	REF 226
cm	62-67	67-73	73-79	79-85	85-92	92-99	99-106	REF 226
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109	REF 227
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133	



REF 225

- EN** Zippered Panty / Extended Back
- TR** Fermuarlı Külot Tipi / Sırt Destekli
- FR** Panty - Dos étendu (fermeture éclair)
- RU** Послеоперационные трусики на молнии с завышенной спиной

REF 221




REF 222

- EN** Zippered Under Breast-Below Knee/Extended Back
- TR** Fermuarlı Göğüs Altı-Diz Altı/Sırt Destekli
- FR** Molletière sous la poitrine - dessous du genou / Dos étendu (fermeture éclair)
- RU** Послеоперационное бельё на молнии на область от груди - ниже колена с завышенной спиной

- EN** Zippered Under Breast-Above Knee/Extended Back
- TR** Fermuarlı Göğüs Altı-Diz Üstü/Sırt Destekli
- FR** Molletière sous la poitrine- dessus du genou/dos (fermeture éclair)

- RU** Послеоперационное бельё на молнии на область от груди до колена с завышенной спиной

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
								
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109	REF 225
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133	REF 221
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76	REF 222

Beige - Bej
Beige - Бежевый

Black - Siyah
Noir - Чёрный



REF 223


- EN** Zippered Waist - Below Knee
TR Fermuarlı Bel - Diz Altı
FR Molletière taille - dessous du genou (fermeture éclair)
RU Послеоперационное бельё на молнии на область от талии - ниже колена

Beige - Bej
 Beige - Бежевый
 Black - Siyah
 Noir - Чёрный



REF 220

- EN** Zippered Waist - Above Knee
TR Fermuarlı Bel - Diz Üstü
FR Molletière taille - dessus du genou (fermeture éclair)
RU Послеоперационное бельё на молнии на область от талии до колена

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
							
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76



Beige - Bej
Beige - Бежевый

Black - Siyah
Noir - Чёрный


REF 224

- EN** Zippered Full Body Sleeved
- TR** Fermuarlı Ful Body Kollu
- FR** Corset de corps manches longues (fermeture éclair)
- RU** Послеоперационное бельё на молнии с рукавами



REF 228

- EN** Zippered Full Body
- TR** Fermuarlı Ful Body
- FR** Corset de corps sans manches (fermeture éclair)
- RU** Послеоперационное бельё на молнии на все тело

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
								
cm	20-23	23-26	26-29	29-32	32-36	36-40	40-43	REF 224
cm	62-67	67-73	73-79	79-85	85-92	92-99	99-106	
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109	REF 224
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133	REF 228
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76	



Beige - Bej
Beige - Бежевый

Black - Siyah
Noir - Чёрный

Closed Back - Sırtı Kapalı
Fermé au dos - Закрытая спина

REF 216



REF 217

EN Hooked Under Breast - Ankle Full Closed Back

TR Agraflı Göğüs Altı - Ayak Bileği / Sırtı Kapalı

FR Crochet sous la poitrine-cheville entièrement fermée derrière


RU Послеоперационное бельё с закрытой спиной (на область груди до лодыжки)

EN Hooked Under Breast-Below Knee Full Closed Back

TR Agraflı Göğüs Altı - Diz Altı / Sırtı Kapalı

FR Crochet sous la poitrine, sous le genou et derrière entièrement fermé

RU Послеоперационное бельё с закрытой спиной (на область груди ниже колена)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
							
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76



REF 218

- EN** Hooked Under Breast-Above Knee Full Closed Back
TR Agraflı Göğüs Altı - Diz Üstü / Sırtı Kapalı
FR Crochet sous la poitrine, au dessus le genou et derrière entièrement fermé
RU Послеоперационное бельё с закрытой спиной (на область груди выше колена)

Beige - Bej
 Beige - Бежевый

Black - Siyah
 Noir - чёрный

Closed Back - Sırtı Kapalı
 Ferme au dos - Закрытая спина



REF 219

- EN** Hooked Panty Full Closed Back
TR Agraflı Külot Tipi / Sırtı Kapalı
FR Culotte crochetée, entièrement fermée derrière
RU Послеоперационное бельё- комбидресс (с закрытой спиной)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109	REF 218
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133	REF 219
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76	REF 218



REF 157

- EN** Hooked Buttocks Lifter
TR Agraflı Popo Kaldırıcı
FR Élévateur de fesses (Crochet)
RU Послеоперационное бельё, поднимающее ягодицы, на крючках



REF 127



REF 158

- EN** BBL - Covered Back-Under Breast - Above Knee
TR BBL - Sırtı Kapalı Göğüs Altı - Diz Üstü
FR BBL - Dos couvert (sous la poitrine – au dessus du genou)
RU Послеоперационное бельё, поднимающее ягодицы, на крючках с закрытой спиной (на область груди до колена)

- EN** BBL - Covered Back-Under Breast - Below Knee
TR BBL - Sırtı Kapalı Göğüs Altı - Diz Altı
FR BBL - Dos couvert (sous la poitrine-sous le genou)
RU Послеоперационное бельё, поднимающее ягодицы, на крючках с закрытой спиной (на область груди ниже колена)

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
cm	59-64	64-70	70-77	77-85	85-93	93-101	101-109
cm	81-87	87-94	94-101	101-109	109-117	117-125	125-133
cm	44-48	48-52	52-56	56-61	61-66	66-71	71-76





Black - Siyah
Noir - чёрный

unisex

REF 239


- EN** Abdominoplasty - 3 Band
- TR** Abdominoplasti - 3 Bantli
- FR** Ceinture d'Abdominoplastie 3 Bandes
- RU** Корсет после абдоминопластики 3 - полосный



unisex

REF 238

- EN** Abdominoplasty - 4 Band
- TR** Abdominoplasti - 4 Bantli
- FR** Ceinture d'Abdominoplastie 4 Bandes
- RU** Корсет после абдоминопластики 4 - полосный






REF 240



REF 244

- EN** Male Gynecomastia Zippered
TR Erkek Jinekomasti Fermuarlı
FR Gynécomastie masculine (fermeture éclair)
RU Послеоперационное мужское бельё после гинекомастии на молнии

- EN** Male Gynecomastia Zippered - Short
TR Erkek Jinekomasti Fermuarlı - Kısa
FR Gynécomastie masculine fermeture éclair - Courte
RU Послеоперационное мужское бельё после гинекомастии на молнии - короткий



Male Garments



REF 241

- EN** Male Body Zippered Panty
- TR** Erkek Body Fermuarlı Külot Tipi
- FR** Juste corps pour homme-calçon
- RU** Послеоперационный мужской комбиндесс на молнии



REF 242

- EN** Male Body Zippered Above Knee
- TR** Erkek Body Fermuarlı Diz Üstü
- FR** Juste corps pour homme au dessus du genou
- RU** Послеоперационное мужское белье на молнии выше колена




REF 243

- EN** Male Zippered Sleeved Above Knee
- TR** Erkek Fermuarlı Kollu Diz Üstü
- FR** Juste corps pour homme - demi-manches
- RU** Послеоперационное мужское белье с рукавами на молнии выше колена



	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	
								REF 243
cm	20-23	23-26	26-29	29-32	32-36	36-40	40-43	
cm	84-89	89-94	94-100	100-107	107-114	114-121	121-128	REF 241
cm	75-80	80-87	87-94	94-102	102-110	110-118	118-126	REF 242 REF 243



REF 191

- EN** Abdo Board Support Pad
TR Abdo Board Destek Pedi
FR LIPO ABDO Conseil
RU Накладка LIPO ABDO

New

EN Features:

- 1 Seamless special production technique
- 2 Soft structure providing comfort and well fit
- 3 Ergonomic design
- 4 Reinforcing polyethylene support

TR Özellikleri:

- 1 Dikişsiz özel üretim tekniği
- 2 Konfor ve vücuda tam oturmasını sağlayan yumuşak yapı
- 3 Ergonomik dizayn
- 4 Takviye Polietilen destek

FR Caractéristiques:

- 1 Technique de production spéciale sans couture
- 2 Structure souple offrant confort et ajustement parfait
- 3 Design ergonomique
- 4 Support de renfort en polyéthylène

RU Особенности:

- 1 Специальная бесшовная технология производства.
- 2 Мягкая структура обеспечивает комфорт и хорошую посадку.
- 3 Эргономичный дизайн.
- 4 Пластиковая опора обеспечивает дополнительную поддержку.

REF 192

- EN** Lipo Foam Pad
TR Lipo Sünger Destek
FR Lipo- Coussin en mousse
RU Подкладка из пеноматериала после липосакции

New

EN Features:

- 1 The product is a foam compression support with adhesive tape.
- 2 Specially designed to be used under corset after liposuction surgeries.
- 3 Easy to apply under the corset and comfortable to use.
- 4 If necessary, it can be cut and used in shapes and sizes appropriate to the area where it will be applied.

TR Özellikleri:

- 1 Ürün yapışkan bantlı sünger baskı desteğidir.
- 2 Liposakşın ameliyatlarından sonra korse altında kullanılmak üzere özel tasarlanmıştır.
- 3 Korse altına uygulaması kolay olup kullanımı konforludur.
- 4 İhtiyaç halinde kesilerek, uygulanacağı bölgeye uygun şekil ve boyutlarda kullanılabilir.

FR Caractéristiques:

- 1 The product is a foam compression support with adhesive tape.
- 2 Specially designed to be used under corset after liposuction surgeries.
- 3 Easy to apply under the corset and comfortable to use.
- 4 If necessary, it can be cut and used in shapes and sizes appropriate to the area where it will be applied.

RU Особенности:

- 1 The product is a foam compression support with adhesive tape.
- 2 Specially designed to be used under corset after liposuction surgeries.
- 3 Easy to apply under the corset and comfortable to use.
- 4 If necessary, it can be cut and used in shapes and sizes appropriate to the area where it will be applied.



REF 193

- EN** BBL Support Board
TR BBL Destek Pedi
FR Planche De Soutien BBL
RU

New

EN Features:

- 1 Fits the back curve of the body well thanks to the anatomical curved design.
- 2 Easy to apply under the corset and comfortable to use.
- 3 Produced seamless by a special technique. The coating fabric surface is special against the formation of marks on the skin.

TR Özellikleri:

- 1 Anatomik kavisli tasarımı sayesinde vücudun kıvrımlı bölgesine tam oturur.
- 2 Korse altına kolay uygulanır, kullanımı konforludur.
- 3 Özel teknik ile dikişsiz üretilmiştir. Ciltte iz oluşmasına karşı kaplama kumaş yüzeyi özeldir.

FR Caractéristiques:

- 1 Fits the back curve of the body well thanks to the anatomical curved design.
- 2 Easy to apply under the corset and comfortable to use.
- 3 Produced seamless by a special technique. The coating fabric surface is special against the formation of marks on the skin.

RU Особенности:

- 1 Fits the back curve of the body well thanks to the anatomical curved design.
- 2 Easy to apply under the corset and comfortable to use.
- 3 Produced seamless by a special technique. The coating fabric surface is special against the formation of marks on the skin.

Ancillary Product



REF 664

EN Post-BBL Cushion


TR Post-BBL Minderi

FR Coussin de siège Glutéal

RU Ягодичная подушка для сидения



Universal Size
Standart Boy
Taille Standard
Универсальный размер



	EN Circumference (cm)	TR Çevre ölçüsü (cm)	FR Circonférence (cm)	RU Окружность (см)						
Size Nr. Beden No Taille Nr. Размер №	Neck Boyun Cou Шея	Arm Kol Bras Рука	Breast Göğüs Poirtrine Грудь		Under Breast Göğüs altı Sous la poitrine Под грудью	Waist Bel Taille Талия		Hip Basen Hanche Бедра	Thigh Üst Baldır Cuisse Окружность бёдер	
			Woman	Man		Woman	Man			
	XS	20-23	20-23	75-80	84-89	62-67	59-64	75-80	81-87	44-48
	S	26-33	23-26	80-86	89-94	67-73	64-70	80-87	87-94	48-52
	M	34-41	26-29	86-92	94-100	73-79	70-77	87-94	94-101	52-56
	L	42-48	29-32	92-98	100-107	79-85	77-85	94-102	101-109	56-61
	XL		32-36	98-105	107-114	85-92	85-93	102-110	109-117	61-66
	XXL		36-40	105-112	114-121	92-99	93-101	110-118	117-125	66-71
	3XL		40-43	112-118	121-128	99-106	101-109	118-126	125-133	71-76
REF 238-239	S-M					70-110	70-110			
	L-XL					110-140	110-140			

EN**Indications:**

- Recommended for post-operative period after liposuction operations such as on abdominal, hip, back, thigh, calf, arm etc.
- Helps to reduce swelling and scar, to shape the body contours and also to speed up the healing process after liposuction operations.

Advantages:

- Provides controlled pressure on the treatment area.
- Provides comfort along with the effective and productive compression thanks to the special design breathable fabric, stitch and mould.
- Provides micro-massage effect to the body thanks to the multi-directional elastic fabric.
- Available in beige and black colour options.

FR**Les indications:**

- Recommandé pour la période postopératoire après des opérations de liposuction telles que l'abdomen, la hanche, le dos, la cuisse, le mollet, le bras, etc.
- Aide à réduire l'enflure et la cicatrice, de façonner à supprimer les contours du corps et aussi pour accélérer le processus de guérison après une opération de liposuction.

Avantages:

- Fournit une pression contrôlée sur la zone de traitement.
- Assure le confort ainsi qu'une compression efficace et productive grâce à la conception spéciale du tissu respirant, maille et moule.
- Donne un effet de micro-massage au corps grâce au tissu élastique multidirectionnel.
- Disponible en deux couleur beige et noir.

TR**Endikasyonları:**

- Karın, kalça, sırt, baldır, kol gibi bölgelerde yapılan liposuction ameliyatlarından sonra tavsiye edilir.
- Liposuction ameliyatlarından sonra şişlik ve yaraların azalmasına, vücut hatlarının şekillendirilmesine ve iyileşme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olur.

Avantajları:

- Uygulandığı bölgeye kontrollü basınç sağlar.
- Nefes alabilen özel dizayn kumaşı, dikişi ve modelleri ile etkili ve verimli basınç ile birlikte konfor da sunar.
- Her yöne esneyebilen kumaşı sayesinde vücuda mikro masaj etkisi verir.
- Bej ve Siyah renk seçenekleri vardır.

RU**Показания к применению:**

- Рекомендуется использовать в послеоперационный период после липосакции в области живота, спины, бедер, голени, рук и т.д.
- Aide à réduire l'enflure et la cicatrice, de façonner à supprimer les contours du corps et aussi pour accélérer le processus de guérison après une opération de liposuction.

Преимущества:

- Обеспечивает контролируемое давление на зону воздействия.
- Обеспечивает комфорт параллельно с эффективным и продуктивным сжатием, благодаря дышащей ткани, швам и форме.
- Обеспечивает микромассажный эффект на тело, благодаря разнонаправленной эластичной ткани.
- Доступно в двух цветовых вариантах: бежевый и черный.

EN

⚠ Warning :

- Must not be exposed to sunlight, dust or humidity.
- The product is worn as in the photograph.
- Fitting must be as per the measurement panel. It is dangerous to wear without complying the measurement panel.
- It is used as per doctor's advise. Always consult a doctor.
- If rash develops, pain is prolonged or conditions worsen; consult a doctor.
- Avoid to use the product, if you have sensitivity or allergy against the materials which the product contains.

Washing Process:

- It is washed without rubbing at 30 degrees of water with bar soap by hand. Do not use a washing machine. It is dried at the room temperature on a towel.
- Do not tumble dry, do not dry clean, do not wring, do not iron, do not bleach, do not use detergent and fabric softener.

FR

⚠ Attention:

- Ne doit pas être exposé au soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Le produit est porté comme sur la photo correspondante.
- L'ajustement doit être conforme au panneau de mesures. Il est dangereux de porter sans respecter le panneau de mesure.
- Il est utilisé selon les conseils médicaux. Toujours consulter un médecin.
- Si l'éruption cutanée se développe, la douleur est prolongée ou les conditions se détériorent; consultez un docteur.
- Évitez d'utiliser le produit, si vous avez une sensibilité ou une allergie aux matières contenues dans le produit.

Procédé de lavage:

- Lavez à la main sans frotter dans une eau à 30 degrés avec du savon. Ne pas utiliser de machine à laver. Séchez à température ambiante sur une serviette.
- Ne pas sécher au sèche-linge, ne pas nettoyer à sec, ne pas tordre, ne pas repasser, ne pas utiliser d'eau de javel, ne pas utiliser de détergent et assouplissant.



TR

⚠ Uyarılar :

- Güneş, toz ve neme maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Ürün fotoğrafında görüldüğü gibi uygulanır.
- Ölçüm tablosuna uyulmadan kullanılan ürünler sağlık açısından sakıncalıdır.
- Doktor tavsiyesi ile kullanılır.
- Ciltte pişik vb. beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.
- Ürünün içerdiği maddelere karşı hassasiyet ve alerjiniz varsa, ürünü kullanmayınız.

Yıkamaışı:

- 30 derece suda, elde çitilemeden sabun ile yıkanır. Makinede yıkanmaz. Oda sıcaklığında havlu üzerinde sererek kurutulur.
- Makinede kurutulmaz, kuru temizleme yapılmaz, sıkılmaz, ütülenmez, deterjan, yumuşatıcı ve ağartıcı kullanılmaz.

RU

⚠ Внимание:

- Не допускается попадание солнечного света, пыли или влаги.
- Изделие надевается так, как показано на фотографии.
- Изделие должно подбираться согласно таблице размеров. Опасно использовать, не соблюдая таблицу размеров.
- Используется по рекомендации врача. Всегда консультируйтесь с врачом.
- При появлении сыпи или ухудшении состояния, обратитесь к врачу.
- Избегайте использования изделия, если у вас есть чувствительность или аллергия на материалы, которые содержатся в продукте.

Стирка изделий:

- Бережная ручная стирка при температуре воды 30 °C с мылом. Не использовать стиральную машину. Сушить полотенцем при комнатной температуре.
- Не выжимать, не сушить в сушильной машине, химчистка запрещена, не гладить, не отбеливать, не использовать моющие средства для ткани.





Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.

Ferhatpaşa Sb Mah. Menekşe Sk.

Variteks Blok No: 3 İç Kapı No: Z1

Çatalca 34540 - İstanbul / TÜRKİYE

T: +90 212 544 30 50 (pbx) **F:** +90 212 544 90 20



Rev. 05/24



/ variteks | www.variteks.com | info@variteks.com